



Säure-Basen-Tagesprofil des Urin-pH-Wertes

Datum: _____




Säure-Basen-Tagesprofil des Urin-pH-Wertes

Datum: _____




Säure-Basen-Tagesprofil des Urin-pH-Wertes

Datum: _____



Säure-Basen-Tagesprofil des Urin-pH-Wertes

Datum: _____



Anleitung: Halten Sie einen Teststreifen in den Urinstrahl oder -becher und markieren Sie den Farbwert im vorliegenden Tagesprofil mit einem Punkt / Kreis. Wenn Sie die Punkte der - im Optimalfall - 7 Messungen zu einer Linie verbinden, sollte sich diese im weißen Bereich befinden.